

## **Hinweise zur Installation von AATP**

### **Bitte vor einer Installation unbedingt lesen!**

Sehr geehrte/r Kunde/in,

Sie erhalten die Software Phoenix - AATP zur Auswertung des Aachener Aphasie Testes. Damit Sie die gelieferte Software uneingeschränkt nutzen können, müssen die folgenden Schritte im Rahmen einer Installation durchgeführt werden:

#### **WICHTIG!**

**Vermeiden Sie die Installation der Demoversion von AATP 6.1 auf einem Rechner, auf dem bereits das AATP in einer älteren Version ( 4.x oder 5.x) als Vollversion installiert ist. Dadurch wird die ältere Version überschrieben. Sie können dann nur im eingeschränkten Demomodus weiterarbeiten.**

**Wenn Sie AATP 6.1 auf einem Rechner installieren, auf dem bereits das AATP in einer älteren Version als Vollversion installiert ist, müssen Sie eine neue Lizenz anfordern. Erst dann können Sie wieder alle Funktionen von AATP nutzen. Den Update-Preis hierfür erfahren Sie in unserer Preisliste unter [www.phoenixtechnologie.de](http://www.phoenixtechnologie.de) . Durch die Lizenz wird die Demoversion zur Vollversion.**

#### **1. Installation der Software**

Legen Sie die gelieferte CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Rechners ein. Sollte die Installation nicht automatisch starten, wechseln Sie bitte zum CD-ROM-Laufwerk und führen Sie das Programm „setup.exe“ aus. Um eine fehlerfreie Installation zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Anleitung im mitgelieferten Benutzerhandbuch, das Sie ebenfalls auf der CD vorfinden !

#### **2. AATP nach Installation, aber noch ohne Aktivierung**

Nach Ausführung von Schritt 1 ist AATP vollständig installiert und kann bereits als Demoversion benutzt werden. Der Start kann über das Menü „Programme → Phoenix

Software → AATP“ erfolgen. **Es muss kein Kennwort eingegeben werden, klicken Sie einfach auf „OK“.** Für die Demoversion gelten die folgenden Einschränkungen:

- Es können keine neuen Patienten angelegt werden.
- Es können keine Daten gespeichert werden.
- Auswertungen können nicht gedruckt werden.
- Der Demomodus kann 30 Tage lang genutzt werden.

### 3. Aktivierung der Software

Um die volle Funktionalität von AATP nutzen zu können, muss AATP freigeschaltet/aktiviert werden:

- Starten Sie AATP und wählen Sie „Tools → Lizenzverwaltung“, sofern AATP nach einem Start Ihnen nicht sofort die Lizenzverwaltung anbietet.
- AATP errechnet für Ihren Rechner eine Installations-ID. Auf Basis dieser Installations-ID erhalten Sie von uns eine Lizenzdatei.

Bei einer **Einzelplatz – Installation** wird die Installations-ID anhand von Hardwaremerkmalen Ihres Rechners ermittelt.

Bei einer **Mehrplatz – Installation** wird diese je nach Installationsumgebung aus dem Computernamen, dem ClientNamen oder dem Maschinennamen des Clients gebildet. Dieser Computername wird vom Programm ermittelt und vorgeschlagen. Übertragen Sie ihn in die Eingabezeile und per „Return“-Taste in die Liste der zu aktivierenden Computer. Wenn Sie auch die Computernamen der anderen Clients kennen, können Sie hier auch gleich alle Namen eintragen.

- Wenn Sie schon eine AATP-Lizenz für den Rechner besitzen, klicken Sie auf „Lizenz reaktivieren“ wenn nicht, dann auf „Neue Lizenz anfordern“. In dem sich öffnenden Fenster, füllen Sie alle Felder des Formulars aus und fordern dann die Lizenz „per E-Mail“ (empfohlen) oder per Fax an (Das Faxformular wird angezeigt und kann ausgedruckt oder gespeichert werden). Eine ausführliche Beschreibung finden Sie auch im mitgelieferten Benutzerhandbuch.
- Wenn Sie uns die benötigten Aktivierungsinformationen zugeschickt haben, erhalten Sie von uns nach einer kurzen Bearbeitungszeit per E-Mail eine Lizenzdatei.

- Um diese Lizenzdatei in das Programm zu laden, starten Sie AATP und wählen Sie wieder „Tools➔ Lizenzverwaltung“. Klicken Sie auf „Lizenzdatei laden“ und geben Sie den Speicherort der Lizenzdatei an.
- AATP ist ab sofort uneingeschränkt und unbegrenzt auf dem verwendeten Rechner nutzbar.

**ACHTUNG:** Bei der Einplatz-Installation gilt die Installations-ID nur für den Rechner, auf dem Sie AATP installiert haben. Somit ist die Lizenzdatei auch nur hier verwendbar! Bei der Mehrplatz-Installation gilt sie für alle Rechnernamen, die Sie in die Liste der Computernamen eingetragen haben. Bei der Anforderung weiterer Lizenzen werden immer alle Computernamen (schon aktivierte und neue) einbezogen. Entscheidend ist immer die Gesamtzahl der Lizenzen.

## Datenübernahme

Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie bereits mit einer älteren AATP-Version vor Version 4.0 gearbeitet haben und Ihre Daten in die neue AATP-Version übernehmen möchten.




Hinweis: Es können nur Daten aus den AATP-Versionen 3.1 und 3.2 automatisch in die neue Version übernommen werden. Bei der Übernahme von Daten aus älteren Versionen wenden Sie sich bitte an den Support.

### **Daten aus AATP 3.1 und 3.2 in die aktuelle AATP – Version zu übertragen**

Falls Sie bereits eine ältere AATP-Version auf Ihrem Rechner installiert haben und diese nun auf die aktuelle AATP-Version aktualisieren, müssen Sie im Anschluss an die Installation der neuen Version eine Datenmigration vornehmen, um Ihre Daten in die neue Version zu übertragen.

Gehen Sie für eine automatische Datenübernahme wie folgt vor:

- Normalerweise startet die Datenmigration nach der Installation automatisch. Zum manuellen Start gehen Sie auf „Start → Programme → Phoenix Software → AATP-Tools → AATP Datenübernahme ab Version 3.1“.
- Wenn Sie die neue Version in dasselbe Verzeichnis wie die alte Version installiert haben, werden die Pfade automatisch vorgeschlagen. Ansonsten muss der Pfad zur Access-Datenbank der alten Version angegeben oder über den Auswahlswitcher selektiert werden:



- Klicken Sie auf **Start der Migration**, um die Datenübernahme zu starten.
- Nachdem die Datenübernahme erfolgreich abgeschlossen wurde, klicken Sie auf **Fertig stellen**.

## Daten aus AATP 3.1 und 3.2 auf einen anderen PC übertragen

Falls Sie bereits eine frühere AATP-Version auf einem alten Rechner benutzt haben und die neue AATP-Version nun auf einem anderen Rechner installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor, um die Daten von dem alten PC auf den neuen zu übertragen:



Hinweis: Um die Daten übernehmen zu können, wird die folgende Datei „aatp2.mdb“ aus Ihrer alten AATP-Version benötigt.

- Installieren Sie die neue AATP-Version auf Ihrem Rechner wie oben beschrieben.
- Speichern Sie nun die Datei „aatp2.mdb“ aus Ihrer alten Version z.B. auf einem USB-Stick und übertragen Sie diese auf den neuen Rechner oder stellen Sie eine Netzwerkverbindung zu dieser her. Die Datei befindet sich normalerweise im

Verzeichnis „C:\Programme\Phoenix Software\AATP\Data“ oder in dem von Ihnen gewählten Verzeichnis.

- Starten Sie auf dem neuen PC das Programm „AATP Datenübernahme ab Version 3.1“ unter „Start → Programme → Phoenix Software → AATP-Tools“ und geben Sie den Pfad auf die alte Datenbank (aatp2.mdb) ein. Der Zielpfad ist üblicherweise vorgegeben und sollte nicht geändert werden.
- Starten Sie nun die Datenmigration, indem Sie auf **Start der Migration** klicken.

## **Daten aus AATP ab Version 4.0 auf einen anderen PC übertragen**

In diesem Fall ist keine Migration erforderlich. Übertragen Sie einfach die Datei AATP.GDB aus dem Verzeichnis „C:\Programme\Phoenix Software\AATP\Data“ des alten Rechners in das entsprechende Verzeichnis des neuen Rechners, das dort bei der Installation von AATP erzeugt wurde. Bei einem Update von AATP auf dem gleichen Rechner im gleichen Verzeichnis sind keine weiteren Aktivitäten erforderlich.